

INSTRUMENTE / MANUELLE REINIGUNG

MANUSHIELD CLEANER



FLÜSSIGREINIGER FÜR INSTRUMENTE UND ENDOSKOPE

1 / 3

pH 8,0 und materialschonend
gute Reinigungskraft und einfach integrierbar
parfümfrei



INSTRUMENTE / MANUELLE REINIGUNG

MANUSHIELD CLEANER



PRODUKTBESCHREIBUNG

2 / 3

MANUSHIELD CLEANER ist ein Konzentrat zur gründlichen Reinigung von flexiblen und starren Endoskopen sowie chirurgischen und dental-/medizinischen Instrumenten. Aufgrund der milden und dadurch materialschonender Formulierung ist **MANUSHIELD CLEANER** auch zur Reinigung von flexiblen Endoskopen geeignet. Die parfümfreie Formulierung basiert auf Tensiden, lässt sich sparsam dosieren und

kann im Ultraschallbad eingesetzt werden. Darüber hinaus ist die Kompatibilität zu den folgenden Desinfektionsmitteln gegeben: PERFEKTAN ENZYME, PERFEKTAN NEU, PERFEKTAN ENDO, PERFEKTAN TB, PERFEKTAN ACTIVE und DESCOTON EXTRA. Dadurch ist eine Integration des **MANUSHIELD CLEANER** in Aufbereitungsprozesse unkompliziert.

ANWENDUNGEN UND HINWEISE

Anwendungsgebiete

Reiniger auf Basis von Tensiden zur manuellen Reinigung in Aufbereitungsprozessen mit nachfolgender Desinfektion und/oder Sterilisation. **MANUSHIELD CLEANER** ist besonders geeignet für die nicht-xierende manuelle Reinigung von dental-/medizinischen und chirurgischen Instrumenten, starren und flexiblen Endoskopen, sowie Endoskop-Zubehör. Geeignet für die Anwendung im Ultraschallbad und zur Vorreinigung bei maschineller Aufbereitung von Medizinprodukten.

Anwendung

Gebrauchslösung durch Verdünnung mit geeignetem Wasser (max. 40 °C) gemäß nationaler Richtlinien herstellen. **MANUSHIELD CLEANER** darf nicht mit anderen Prozesschemikalien gemischt werden. Reinigung im Tauchbad: Instrumente im geöffneten Zustand und Endoskope, ggf. nach vorheriger Grobreinigung, in die Gebrauchslösung einlegen. Flächen und Hohlräume müssen von der Lösung vollständig benetzt sein. Wenn nötig die Luft aus den Lumen vollständig entweichen lassen und die Instrumente bei Bedarf mechanisch reinigen, z. B. abbürsten. Endoskopkanäle mechanisch reinigen. Nach der Reinigung die Instrumente gründlich mit Wasser abspülen und weiter aufbereiten. Auch zur Anwendung im Ultraschallbad geeignet. Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweise

Bei Reinigung im Ultraschallbad: Die Beschallungszeit gemäß der Herstellerangabe sowie Temperaturen von 40 °C nicht überschreiten. Bei allen Wasserhärten einsetzbar. Die **MANUSHIELD CLEANER** Gebrauchslösung bei sichtbarer Verschmutzung sofort, spätestens jedoch arbeitstäglich wechseln.

Dosierung

Anwendungsempfehlung für Reinigung von Endoskopen sowie medizinischen und chirurgischen Instrumenten: 1 % (10 ml/L). Je nach Verschmutzung: 0,25 % (2,5 ml/L) - 5 % (50 ml/L).

Zusammensetzung

5 - 15 % nichtionische Tenside, Konservierungsmittel: Didecylmethylpoly(oxyethyl) ammoniumpropionat.

Materialverträglichkeit

Die Anwendung von **MANUSHIELD CLEANER** wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Messing, Kupfer. Die Anwendung von **MANUSHIELD CLEANER** ist bei folgenden Materialien nur bedingt zu empfehlen: Ethylen-Propylen-Dien-(Mono-mer)-Kautschuk (EPDM), Polycarbonat (PC), Neoprene (CR).

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Verursacht schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gem. nationaler Richtlinien.

Vor Gebrauch Etikett lesen.

INSTRUMENTE / MANUELLE REINIGUNG

MANUSHIELD CLEANER



GEBINDE

3 / 3

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.
MANUSHIELD CLEANER	Flasche	6	2 L	00-104-020-02
	Kanister	3	5 L	00-104-050-01

Nationale Angaben können abweichen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Niederlassung oder den Händler vor Ort.



ZERTIFIZIERUNGEN



Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.