

FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSMITTEL

## DESCOCEPT SENSITIVE



PRESERVE

ALKOHOLISCHE SCHNELLEDESINFEKTION

1 / 10

Effiziente  
**Desinfektions- und Reinigungsleistung**

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten  
**bei der täglichen Arbeit**

Gute Materialverträglichkeit  
**bei geringem Ethanolanteil**

Ideal geeignet  
**für den Einsatz im Lebensmittelbereich**



Anwendbar im  
Rahmen eines  
HACCP-Konzeptes

IHO

VAH

ÖGHMP

HACCP

## DESCOCEPT SENSITIVE



### PRODUKTBE SCHREIBUNG

2 / 10

## Vielseitig einsetzbar auf Oberflächen und Medizinprodukten

**DESCOCEPT SENSITIVE** ist ein gebrauchsfertiges, alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel auf Basis von Ethanol zur materialschonenden Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art. Das Produkt ist insbesondere ideal geeignet für Bereiche im patientennahen

Umfeld, in denen ein umfassendes Wirkungsspektrum erforderlich ist. Neben einer wirksamen Desinfektion innerhalb kürzester Zeit, weist das Produkt eine gute Materialverträglichkeit auf.

### ANWENDUNGEN UND HINWEISE

#### Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR)

Schnelldesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art, vorwiegend in patientennaher Umgebung.

#### Gem. EU-Medizinprodukteverordnung

Schnelldesinfektion und Reinigung von nichtinvasiven Medizinprodukten, insbesondere auch für empfindliche Flächen von Medizinprodukten.

#### Anwendung

Zur vollständigen Benetzung die unverdünnte Lösung gleichmäßig auf alkoholbeständige Flächen aufbringen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten. Sichtbare Verschmutzungen sind vor der Desinfektion zu entfernen.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

#### Anwendungshinweise

DESCOCEPT SENSITIVE kann als Wischdesinfektion oder Sprühapplikation verwendet werden. Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich.

#### Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 45 g Ethanol.

#### Materialverträglichkeit

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten auf Oberflächen und Medizinprodukten. (siehe Seite 5 - 8)

#### Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf/Aerosol nicht einatmen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelasenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gem. nationaler Richtlinien.

**Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

## FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFIZIATIONSMITTEL

# DESCOSEPT SENSITIVE



PRESERVE

### WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN

3 / 10



WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN			30 s	1 min	2 min	3 min	5 min
<b>Anwendungsempfehlungen zur Flächendesinfektion (Wischdesinfektion)</b>							
bakterizid, levurozid <sup>1</sup>	VAH/EN <sup>2,3</sup>	mit Mechanik, hohe Belastung			•		
tuberkulozid	EN 14348	niedrige und hohe Belastung		•			
mykobakterizid	EN 14348	niedrige und hohe Belastung			•		
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	niedrige Belastung			•		
	EN 14476	hohe Belastung				•	
begrenzt viruzid	EN 14476	niedrige und hohe Belastung		•			
<b>Anwendungsempfehlungen zur Flächendesinfektion (Sprühdesinfektion)</b>							
bakterizid, levurozid <sup>1,4</sup>	EN 17387	ohne Mechanik, hohe Belastung		•			
bakterizid, levurozid <sup>1,5</sup>	EN 13697	ohne Mechanik, niedrige und hohe Belastung		•			
tuberkulozid	EN 14348	niedrige und hohe Belastung		•			
mykobakterizid	EN 14348	niedrige und hohe Belastung			•		
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	ohne Mechanik, niedrige Belastung					•
	EN 16777	ohne Mechanik, niedrige Belastung					•
begrenzt viruzid	EN 14476	ohne Mechanik, niedrige Belastung					•
	EN 16777	ohne Mechanik, niedrige Belastung					•

1 – einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

2 – EN 16615, EN 13727, EN 13624, VAH Methode 8

3 – VAH-gelistet 5 Minuten

4 – medizinischer Bereich

5 – Industrie, Lebensmittel, Haushalt und öffentliche Einrichtungen

## FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSMITTEL

# DESCOSEPT SENSITIVE



PRESERVE

### WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN

4 / 10



WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN			30 s	1 min	2 min	3 min	5 min
<b>ergänzende Prüfergebnisse</b>							
bakterizid	EN 16615	hohe Belastung, mit Mechanik			•		
	EN 13697	niedrige Belastung, ohne Mechanik	•				
	EN 13697	hohe Belastung, ohne Mechanik		•			
	EN 13727	hohe Belastung		•			
	EN 1276	hohe Belastung	•				
levurozid	EN 16615	hohe Belastung, mit Mechanik			•		
	EN 13697	niedrige Belastung, ohne Mechanik	•				
	EN 13697	hohe Belastung, ohne Mechanik		•			
	EN 13624	hohe Belastung		•			
wirksam gegen Adenoviren	EN 1650	hohe Belastung	•				
	EN 14476	niedrige Belastung			•		
	EN 14476	hohe Belastung				•	
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 16777	ohne Mechanik, niedrige Belastung					•
	EN 14476	niedrige und hohe Belastung	•				
wirksam gegen Vacciniaviren	EN 16777	ohne Mechanik, niedrige Belastung		•			
	EN 14476	niedrige und hohe Belastung		•			
wirksam gegen Coronaviren	EN 16777	ohne Mechanik, niedrige Belastung					•
	EN 14476	hohe Belastung	•				

1 – einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

2 – EN 16615, EN 13727, EN 13624, VAH Methode 8

3 – VAH-gelistet 5 Minuten

4 – medizinischer Bereich

5 – Industrie, Lebensmittel, Haushalt und öffentliche Einrichtungen

# DESCOCEPT SENSITIVE



PRESERVE

## MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

5 / 10



MATERIAL METALLE	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN PRODUKTBEISPIELE
Edelstahl V2			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medizinische Transportstühle</li> <li>• Toilettenstühle</li> <li>• Rollatoren</li> <li>• Gehböcke</li> <li>• Gehgestelle</li> </ul>	
Messing	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luer-Lock-Adapter</li> <li>• Stethoskop (Messing verchromt)</li> </ul>	
Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>			

# DESCOCEPT SENSITIVE



PRESERVE

## MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

6 / 10



MATERIAL <b>KUNSTSTOFFE: ELASTOMERE</b>	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN <b>PRODUKTBEISPIELE</b>
CR (Chloropren-Kautschuk)			•	
PUR (Polyurethan)			•	Medizinische Transportstühle
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-(Monomer)-Kautschuk)			•	Pflegewagen
Silikon			•	Beatmungsmasken
			•	Medizinische Tastaturen und Mäuse

FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSMITTEL

DESCOSEPT SENSITIVE



PRESERVE

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

7 / 10



MATERIAL KUNSTSTOFFE: THERMOPLASTE	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN PRODUKTBEISPIELE
PC (Polycarbonat z.B. Makrolon)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ultraschallgeräte</li> <li>• EKG-Geräte</li> <li>• EEG-Geräte</li> <li>• MRT-Geräte</li> <li>• CT-Geräte</li> <li>• Abdominale Ultraschallsonden</li> <li>• Perfusoren</li> <li>• HF-Chirurgie Gehäusekomponenten</li> </ul>	
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patientenüberwachungsmonitore</li> <li>• Medizinische Tastaturen und Mäuse</li> </ul>	
PE-HD (Polyethylen-High Density)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lager- und Transportbehälter</li> </ul>	
PE-LD (Polyethylen-Low Density)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• </li> </ul>	
PSU Polysulfon)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäusekomponenten</li> </ul>	
PP(Polypropylen)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• </li> </ul>	
PUR (Polyurethan)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• </li> </ul>	
PA (Polyamid)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Röntgenschürzen</li> </ul>	
PMMA (Polymethylmethacrylat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acryl- und Plexiglas, Inkubatoren</li> </ul>	

DESCOCEPT  
SENSITIVE



PRESERVE

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

8 / 10



MATERIAL TEXTILIEN	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN PRODUKTBEISPIELE
Kunstleder (z.B. mit PVC und PUR-Deckschicht)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untersuchungs- und Behandlungsliegen</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lagerungshilfen</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gynakologischer Untersuchungsstuhl</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dentalstühle</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• OP-Liegen</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patiententransportliegen</li> </ul>	
PVC (Polyvinylchlorid)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fußbodenbeläge</li> </ul>	

## FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFIZIATIONSMITTEL

# DESCOCEPT SENSITIVE



PRESERVE

### GEBINDE

9 / 10

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.	PZN
DESCOCEPT SENSITIVE	Flasche	20	500 ml	00-323DS-005	16943815
	Sprühflasche	6	750 ml	00-323DS-0075-02	18841409
	Flasche	10	1 L	00-323DS-010	15573233
	Kanister	3	2,5 L	00-323DS-025	17397869
	Kanister	3	5 L	00-323DS-050	15573196
	Kanister	1	10 L	00-323DS-100	15573204

Nationale Angaben können abweichen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Niederlassung oder den Händler vor Ort.

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   0482

### ZERTIFIZIERUNGEN



Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.

## FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFIZIATIONSMITTEL

# DESCOCEPT SENSITIVE



PRESERVE

### PRODUKTFAMILIE IM ÜBERBLICK

10 / 10



DESCOCEPT SENSITIVE WIPES



DESCOCEPT SENSITIVE WIPES



DESCOCEPT SENSITIVE WIPES XL



DESCOCEPT SENSITIVE



DESCOCEPT SENSITIVE



### EMPFOHLENE VLIESTUCHSPENDERSYSTEME



ONE SYSTEM+ PLUS



ONE SYSTEM BASIC



DESCO WIPES



ECO WIPES